Begleitschein für Materialeinsendung GHSG Studien **HD-R3i** GHSG Studienzentrale, Uniklinik Köln, Kerpener Str. 62, 50937 Köln

Versandadres	sse:	
Uniklinik Köln Hodgkin Labor z. Hd. Herrn R GB 16, UG Kerpener Str. 6	. Michels	
50937 Köln		
Email: raoul.m	ichels@uk-koeln.de	
Patientendate	en:	
Case ID		
Zum Versende benutzen!	en des Materials bitte nur das vorgesehene	HD-R3i Labor-Kit
Versendetes I	Material:	Abnahmedatum:
□ 10 ml Serun	Material: n (2 Monovetten, braun) enmonovette "PaxGene"	Abnahmedatum: Tag Monat Jahr
□ 10 ml Serun	n (2 Monovetten, braun) enmonovette "PaxGene"	
☐ 10 ml Serun ☐ 10 ml Studie Untersuchung ☐ vor Therapie ☐ vor 2. Zyklus ☐ nach 2 Zyklus	n (2 Monovetten, braun) enmonovette "PaxGene" gszeitpunkt: ebeginn	
☐ 10 ml Serun ☐ 10 ml Studie Untersuchung ☐ vor Therapie ☐ vor 2. Zyklus ☐ nach 2 Zyklus ☐ 6 Monate na	n (2 Monovetten, braun) enmonovette "PaxGene" gszeitpunkt: ebeginn s DHAP en Ever-DHAP (Restaging)	
☐ 10 ml Serun ☐ 10 ml Studie Untersuchung ☐ vor Therapie ☐ vor 2. Zyklus ☐ nach 2 Zyklus ☐ 6 Monate na	n (2 Monovetten, braun) enmonovette "PaxGene" gszeitpunkt: ebeginn s DHAP en Ever-DHAP (Restaging) ach Therapieende (TE)	
☐ 10 ml Serun ☐ 10 ml Studie Untersuchung ☐ vor Therapie ☐ vor 2. Zyklus ☐ nach 2 Zyklus ☐ 6 Monate na	n (2 Monovetten, braun) enmonovette "PaxGene" gszeitpunkt: ebeginn s DHAP en Ever-DHAP (Restaging) ach Therapieende (TE)	
☐ 10 ml Serun ☐ 10 ml Studie Untersuchung ☐ vor Therapie ☐ vor 2. Zyklus ☐ nach 2 Zyklus ☐ 6 Monate na	n (2 Monovetten, braun) enmonovette "PaxGene" gszeitpunkt: ebeginn s DHAP en Ever-DHAP (Restaging) ach Therapieende (TE)	

09/15, V2.3